

Metodeoversikt akkrediterte analyser - blodbank (M01)

METODEOVERSIKT

Objekt (Prøvingsmateriale/matriks/testobjekt)	Parameter (Prøvingsparameter)	Referanse-standard ¹	Måle prinsipp ²	Intern metode identitet ³	Antall prøv. pr. år	Utføres hvor ⁷	Metodens måleområde ⁴	Måle-usikkerhet ⁵	Intern/Ekstern kontroll ⁶
Blod	ABO typing med plasma/serumkontroll	Intern	Hemagglutinasjonstest Bioplate Manuell metode	Dok ID D00229	1000	SØ	Pos - Neg	N/A	Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Rh (D) typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Glass Manuell metode	Dok ID D00229	1000	SØ	Pos – Neg	N/A	Intern kontroll/ B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Antistofscreening	Intern	Hemagglutinasjonstest gelkort manuell metode	Dok ID D00236	1000	SØ	Pos – Neg	N/A	Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis

B

¹ For standardmetode: Angi standardens navn og årstall / utgave nr.

Metode som ikke utføres etter en gyldig standard angis som intern metode: Angi metodenavn og evt. Hvilken dokumentasjon den bygger på

² Måleprinsipp: instrument / teknikk for ikke-standard metoder må alltid oppgis.

³ Alle metoder skal ha entydig laboratorieidentitet

⁴ Måleområdet hvor laboratoriet ønsker å utgi akkrediterte resultater. For kvalitative prøvinger skal deteksjonsgrense oppgis

⁵ Total usikkerhet som dekker hele måleområdet / evt flere usikkerheter som sammen dekker hele måleområdet. Dersom usikkerheten angis ved noe annet enn 95% sannsynlighet skal dette angis (tilsvarer 2 standardavvik).

⁶ Internkontroll angis som en eller flere av følgende: A. Statistiske metoder (eks. kontrollkort). B. Deltakelse i sammenlignende prøvinger (SLP, ringtest). C. Bruk av referansemateriale / standard. D. Bruk av sertifisert referansemateriale. E. Gjentatt prøving på samme objekt (dobbelanalyser).

⁷ SØ =Sykehuset Østfold

Blod	Direkte antiglobulintest DAT	Intern	Hemagglutinasjonstest Gelteknikk – manuell metode	Dok ID D00240	50	SØ	-(neg) til 4+ (pos)		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Antistoffidentifisering antiglobulinteknikk	Intern	Hemagglutinasjonstest Gelteknikk – manuell metode	Dok ID D00241	200	SØ	Pos – Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Utvidet forlik	Intern	Hemagglutinasjonstest Gelteknikk – manuell metode	Dok ID D00239	100	SØ	Pos – Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Antistofftitrering	Intern	Hemagglutinasjonstest Gelteknikk – manuell metode	Dok ID D00798	50	SØ	-neg eller titertrinn 1,2,4,8,16,32....		E / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	ABO og D typing med plasmakontroll	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	20000	SØ	Pos - Neg		Internkontroll/ B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	ABO og D typing uten plasmakontroll	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	18000	SØ	Pos – Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	ABO og D typing og DAT nyfødte	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	500	SØ	ABO/D: Pos – Neg DAT: -(neg) til 4+(pos)		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis

Blod	Antistoffscreening	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonsteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	18000	SØ	Pos – Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Direkte antiglobulintest DAT	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonsteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	-(neg) til 4+ (pos)		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Monospesifikk direkte antiglobulintest DAT	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonsteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	100	SØ	-(neg) til 4+ (pos)		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Antistoffidentifisering antiglobulinteknikk	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonsteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	450	SØ	Pos – Neg		Antistoffidentifisering antiglobulinteknikk
Blod	Antistoffidentifisering enzymteknikk	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonsteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	300	SØ	Pos-Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Rh/K fenotyping CcEeK	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonsteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Fya typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonsteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis

Blod	Fyb typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Jka typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Jkb typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	M typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	N typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	S typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	s typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis

Blod	Lea typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Leb typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Kpa typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Utvidet forlik	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1200	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis
Blod	Cw typing	Intern	Hemagglutinasjonstest Søyleagglutinasjonteknikk. Automasjon	Dok ID D42804	1400	SØ	Pos - Neg		Intern kontroll / B Nasjonal kvalitetskontroll og Equalis

*) Fylles ut dersom søker har flere kritiske lokaliteter som utfører nøkkelaktiviteter. Med nøkkelaktiviteter menes en eller flere av følgende: Utarbeidelse av tilbud/kontrakt, godkjenning av styrende dokumenter, kvalifisering av personell, utførelse av prøvetaking og/eller prøving, godkjenning av prøvingsrapporter. Dersom det er ulike prøvinger/prøvetakinger på ulike lokaliteter må dette spesifiseres.